



FICHA TÉCNICA
CENTRO: CAMF GUADALAJARA
PRODUCTO: DISPOSITIVO DE ESTIMULACION ELECTRICA VITALSTIM PLUS
PROCESO Y FECHA DE ADQUISICIÓN: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD -EXPEDIENTE 19.85 2023/00022 - SEPT 2023
OBJETIVO PRINCIPAL: El sistema Vitalstim utiliza la estimulación externa sobre los músculos laríngeos y orofaciales para conseguir la contracción faríngea. Esta contracción es la que se produce cuando deglutimos de manera cotidiana y normalizada. Cuando aparece una dificultad en esta función es cuando Vitalstim ofrece un soporte y una posibilidad rehabilitadora fundamental. Teniendo en cuenta el perfil de usuario del CAMF, Vitalstim es pertinente sobre todo con tres objetivos: medición de la actividad de músculos implicados en deglución, recuperación del acto deglutorio en los casos que sea posible (debido a situación previa de cronificación) y poder retrasar alteraciones graves de deglución en casos neurodegenerativos.
JUSTIFICACIÓN La forma de onda VMS (onda emitida por Vitalstim) es una forma de onda cuadrada simétrica bifásica que se usa para aplicación en la musculatura de la cara y de la laringe, musculatura implicada en la deglución. Las principales aplicaciones de Vitalstim incluyen retroalimentación con forma de onda de estimulación muscular, para la prevención o retraso de la atrofia por desuso y la reeducación muscular y para la relajación de espasmos musculares en el tratamiento de las disfunciones de la musculatura de deglución en trastornos postraumáticos o después de un traumatismo neurológico con alteración de la función neuromuscular. Las patologías o complicaciones deglutorias expuestas concuerdan con el perfil de usuario del CAMF de Guadalajara
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA RED DE CENTROS La atención centrada en la persona orienta la actividad de los centros hacia la calidad de vida de las personas usuarias, fomentando el incrementar el respeto a su personalidad y facilitar el desarrollo de actividades coherentes con sus intereses, todo ello orientado a que se les facilite el desarrollo de su proyecto vital. Para lograrlo, además del cambio organizacional, funcional y de cuidados, es necesario impulsar los cambios estructurales necesarios y mejorar la dotación de productos/suministros que posibiliten su desarrollo e implantación.
UBICACIÓN: SALA LOGOPEDIA (PLANTA B+0)



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PRODUCTO:

